

MED-LAV X19 Apple

STECKBECKENREINIGER NETTOYANT BASSINS DE LIT DETERGENTE PER PADELLE

EIGENSCHAFTEN



Parfümierter, saurer Reiniger und Trockner für die Steckbeckenreinigung.

PROPRIÉTÉS



Nettoyant-séchant acide et parfumé pour le nettoyage des bassins de lit.

PROPRIETÀ



Detergente e asciugatore acido e profumato per padelle per ammalati.

ANWENDUNG



MED-LAV X19 Apple ist dank seiner hohen Konzentration sehr sparsam und auch bei kalkhaltigem Wasser anwendbar.

APPLICATION



MED-LAV X 19 Apple est très économique et utilisable en cas d'eau très calcaire grâce à sa forte concentration.

APPLICAZIONE



MED-LAV X19 Apple è molto concentrato, quindi ne basta poco per ottenere ottimi risultati, inoltre è utilizzabile anche con acqua calcarea.

DOSIERUNG

Einsatz in Reinigungsanlagen:
0,5 – 3 g/Liter

Unsere Fachspezialisten stehen gerne zur Verfügung um eine angemessene Dosierung anzubringen.

DOSAGE

Application dans les lave-bassins:
0.5 – 3 g/litre

Nos spécialistes restent à votre disposition pour apporter le dosage adéquat à votre installation.

DOSAGGIO

Utilizzo in impianti di pulizia:
0,5 – 3 g/litro

I nostri esperti sono a disposizione per fissare la dosatura adeguata.

ARTIKEL-NR.
N° D'ARTICLE
NO D'ART.
416199

GEBINDE
COLIS
CONFEZIONE
5.0 kg (4.8 l) Bidon / Bidone

EAN

7615600161995

Steinfels
S W I S S

ZUSAMMENSETZUNG

<5%: anionische Tenside, nichtionische Tenside, Phosphonate
Enthält: Parfum

COMPOSITION

<5%: tensioactifs anioniques, tensioactifs non ioniques, phosphonates
Contient: parfum

COMPOSIZIONE

<5%: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, fosfonati
Contiene: profumo

PIKTOGRAMME



Achtung

PICTOGRAMMES



Attentione

PITTOGRAMMI



Attenzione

GEFAHRENHINWEISE

Nur für gewerbliche Anwender. Verursacht schwere Augenreizung.

MENTIONS DE DANGER

Exclusivement pour utilisateurs professionnels. Provoque une sévère irritation des yeux.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Esclusivamente per gli utenti professionali. Provoca grave irritazione oculare.

SICHERHEITSHINWEISE



Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

UFI: M555-EN2V-S6GR-224G

CONSEILS DE PRUDENCE



Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

CONSIGLI DI PRUDENZA



Indossare guanti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PRODUKT-DATEN

Dichte: 1.042 g/ml
pH Konzentrat: 5.3 (konz.)
Farbe: Farblos

DONNÉES SUR LE PRODUIT

Densité: 1.042 g/ml
pH concentré: 5.3 (konz.)
Couleur: Incolore

DATI DEL PRODOTTO

Densità: 1.042 g/ml
pH concentrato: 5.3 (konz.)
Colore: Incolore

DIVERSES

Von der Eidg. Forschungsanstalt für Milchwirtschaft (FAM) für die Anwendungsgruppen C/3 und C/4 anerkannt.

DIVERS

Reconnu par la Station fédérale de recherches laitières (SFRL) pour les groupes d'utilisation C/3 et C/4.

ALTRO

Riconosciuto per la stazione federale di ricerche latiere (SFRL) per i gruppi d'utilizzazione C/3 e C/4.