



hygienicDES 2GO
Flächendesinfektionsmittel



Produktname hygienicDES 2GO
Produktbereich Desinfektion

Produktbeschreibung

Konzentriertes Flächendesinfektionsmittel.

Verpackungseinheit

2 x 2,6 l Patrone

Art.-Nr. 4410300419

pH-Wert

neutral


Anwendung | Einsatzgebiet

Parfümfreies, neutrales Flächendesinfektionsmittel mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum gegenüber praxisrelevanten Keimen. ÖGHMP und DGHM/VAH gelistet. Optimal zur Vortränkung von Wischbezügen geeignet (i.h.s. System).

Dosiertabelle

Prüfung nach VAH / ÖGHMP / RKI / DVV:

Prüfnorm	Einwirkzeit	Dosierung	Belastung
VAH bakterizid / levurozid	15 Min.	0,5 %	hoch
ÖGHMP bakterizid / levurozid	15 Min.	0,5 %	hoch
RKI / DVV begrenzt viruzid (behüllte Viren)	5 Min.	0,5 %	hoch



Ergänzende Prüfungen nach EN:

Prüfnorm	Einwirkzeit	Dosierung	Belastung
EN 16615 bakterizid / levurozid	5 Min.	0,5 %	hoch
EN 13727 bakterizid	5 Min.	0,5 %	hoch



hygienicDES 2GO
Flächendesinfektionsmittel

EN 13624 levurozid	5 Min.	0,5 %	hoch
Desinfektion mit vorgetränkten Mopps (in Anlehnung an EN 16615) Haltbarkeit: bis zu 7 Tage Standzeit	15 Min.	0,5 %	hoch
Desinfektion mit hup DRY-Tüchern (EN 16615, 4-Felder-Test)	15 Min.	0,5 %	hoch

Sicherheitshinweis

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. **Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen.** Kindersicher aufbewahren.

Lagerung

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern.

Produktempfehlung

Optimale Ergiebigkeit: 1 multiFILL Patrone für 520 Liter fertige Anwendungslösung.

Verkaufseinheit

Karton

Europalette

78 Kartons