




seatDISINFECT FOAM

Prodotto per la pulizia e sanificazione rapida



Nome del prodotto seatDISINFECT FOAM
Ambito del prodotto Igiene in bagno

Descrizione del prodotto

Schiuma senza alcool pronta per l'uso per la pulizia e la sanificazione del copriwater. Agisce in modo rapido ed efficace. Non danneggia il materiale, evapora velocemente e completamente e non lascia tracce che irritano la pelle. Dermatologicamente testata. Priva di alcool, aldeidi, fenoli e profumo. Inserita negli elenchi ÖGHMP e VAH.

Unità imballo

6 x 300 ml

nr. art. 4110707901

Metodo d'uso e campo di impiego

Dosare con il dispenser XIBU la schiuma sulla carta igienica ripiegata. Ripulire il copriwater e lasciar asciugare.

Dosaggio

Utilizzare seatDISINFECT FOAM non diluita. Non è necessario risciacquare con acqua né utilizzare dei guanti di protezione. Battericida, levurocida secondo VAH/ÖGHMP: conc. - 1 min, parzialmente virucida secondo EN 14476: conc. - 30 s, poliomavirus SV-40 secondo EN 14476: conc. - 2 min, norovirus secondo EN 14476: conc. - 30 min, rotavirus secondo EN 14476: conc. - 30 s

Indicazioni di sicurezza

Adottare le comuni misure di protezione per la manipolazione di sostanze chimiche. **Utilizzare il disinfettante in modo sicuro. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta del prodotto.** Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Immagazzinamento

Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.

Prodotto suggerito

Per un impiego igienico consigliamo il dispenser 'no touch' XIBU SEAT DISINFECT hybrid.

Unità di vendita Cartone
Paletta "EUR" 136 cartoni

