



septDES MED 365
Désinfection des mains



Nom du produit septDES MED 365
Gamme de produits Hygiène des sanitaires

Description du produit

Ce désinfectant virucide pour les mains à base d'éthanol est prêt à l'emploi et il convient autant pour la désinfection hygiénique que celle chirurgicale des mains. Il contient des agents nourrissants de haute qualité qui le rendent particulièrement nourrissant et doux pour la peau. Il est par conséquent idéal pour la désinfection quotidienne de routine dans différents domaines d'application. Le produit a été testé dermatologiquement et il est exempt de colorants, de parfums et de CAQ. Il convient ainsi également à l'utilisation dans le secteur agro-alimentaire. Sans agents longue durée à effet cumulatif qui se concentrent sur la peau et peuvent ainsi entraîner des irritations cutanées. La formulation dispose d'un agrément ÖGHMP et VAH.

Unité d'emballage

6 x 700 ml Réf. art. 4110711304

Valeur de pH


neutre

Application | utilisation

Le produit peut également être utilisé en cas d'épidémie, car il présente un large spectre d'efficacité. Grâce à son excellente tolérance cutanée, il convient toute l'année à la désinfection quotidienne de routine, sans qu'un changement de produit soit nécessaire. Conformément au règlement sur les produits biocides (BPR), il peut être utilisé pour la désinfection hygiénique des mains selon EN 1500 et pour la désinfection chirurgicale des mains selon EN 12791. Le produit convient non seulement au secteur médical, mais aussi aux entreprises industrielles, aux établissements publics et aux entreprises qui transforment des aliments.

Spectre d'efficacité

Désinfection hygiénique des mains	VAH/ÖGHMP ; EN 1500	30 sec.
Désinfection chirurgicale des mains	VAH/ÖGHMP ; EN 12791	90 sec.
Bactéricide/levuricide	EN 13727, EN 13624	15 sec. *
Virucide limité	EN 14476	15 sec. **





septDES MED 365
Désinfection des mains

Virucide limité PLUS	EN 14476	30 sec. **
Virucide	EN 14476	30 sec. **
Mycobactéricide	EN 14348	30 sec. **
Fongicide	EN 13624	90 sec. **
Poliovirus	EN 14476	30 sec. **
Adénovirus	EN 14476	30 sec. **
Norovirus	EN 14476	15 sec. **
Rotavirus	EN 14476	15 sec. **

*Forte charge ; **Faible charge

Recommandation de produits

Utilisable avec nos distributeurs XIBU DISINFECT hybrid sans contact. Le système de distributeur hermétique et fermé garantit une durée de conservation optimale jusqu'à la date de péremption imprimée.

Informations de sécurité

Lors de la manipulation de produits chimiques, veuillez respecter les mesures de sécurité habituelles. **Utiliser l'agent désinfectant en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette du produit avant utilisation.** Conserver hors de la portée des enfants. Maintenir le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles — Ne pas fumer.

Stockage

Pour des raisons de qualité, garder fermé, stocker dans un endroit sec, à température ambiante.

Unité de vente

Carton

Palette Europe

85 cartons